


# ZSI 100 FTM

## IMPLANTE DE PENE MALEABLE



La solución para brindar erección  
a la faloplastia

- Diseñado para morfología FTM.
- Más información en: [www.zsimplants.ch](http://www.zsimplants.ch)

# ZSI 100 FTM IMPLANTE DE PENE MALEABLE PARA LA FALOPLASTÍA


**PARTE DISTAL**  
Ajustable  
cortando cada  
5 mm

**PARTE CENTRAL**  
Cilindro de 22 mm de ancho  
Hecho para la comodidad y  
una linda apariencia.

**PARTE PROXIMAL**  
30 mm\*25 mm  
Está fijada en el  
hueso púbico

## MODELO ESTÁNDAR

- Implante peneano de 1 componente.
- Fijación segura en el hueso púbico hecha para asegurar una estabilidad excelente Resultados cosméticos satisfactorios.
- Parte proximal con 4 agujeros.
- 1 cilindro ajustable de 13 cm a 20 cm.




## MODELO ESTRECHO

- Implante peneano de 1 componente.
- Fijación segura en el hueso púbico hecha para asegurar una estabilidad excelente Resultados cosméticos satisfactorios.
- Parte proximal con 4 agujeros.
- 1 cilindro ajustable de 13 cm a 22 cm.
- Diámetro: 13 mm.




ESCALA 1:1



Parte próximal hecha con acero inoxidable y silicona. Se fija firmemente al hueso púbico con 4 broches

Está firmemente fijado al hueso púbico



Confort óptimo usando pantalones.

